

INSTRUÇÕES DE USO

OpSite* FLEXIGRID*
Curativo de Filme Transparente

DESCRIÇÃO

OPSITE* FLEXIGRID* é um curativo formado por uma película fina e transparente de poliuretano, coberta com adesivo acrílico. Esta película é sustentada por um filme plástico que proporciona um sistema de aplicação simples, e possui PDMS (Polidimetilsiloxano), mais comumente conhecido como silicone, que melhora as propriedades de anticisalhamento do filme, evitando assim o atrito entre o filme e quaisquer coberturas.

MODO DE AÇÃO E INDICAÇÃO

Quando aplicado sobre lesões, o curativo OPSITE* cria um meio úmido através da retenção do exsudato. A película é permeável a vapores úmidos, permitindo assim a evaporação do excesso de exsudato e prevenindo a maceração da pele. OPSITE* FLEXIGRID é impermeável a água e bactérias, prevenindo a contaminação externa. A película é altamente flexível e confortável, sendo portanto facilmente adaptável a áreas de contorno do corpo. O filme plástico de suporte, por ser quadriculado, pode ser utilizado para mapear a evolução do processo de cicatrização.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Limpe, seque e desengordure a área de aplicação.
2. Remova o papel protetor do adesivo.
3. Aplique o curativo, pressionando-o para fixá-lo.
4. Se necessário, desenhe o contorno da lesão no quadriculado verde do filme plástico de suporte antes de removê-lo.
5. Remova o suporte plástico, ao mesmo tempo que fixa a película pressionando-a sobre a pele.
6. Para remover o curativo, descole delicadamente uma das pontas da película e estique-a no sentido paralelo à pele. O curativo pode permanecer aplicado à pele por até 14 dias, dependendo do caso que pode requerer acompanhamento de profissional de saúde.

PRECAUÇÕES DURANTE O USO

OPSITE* FLEXIGRID* pode ser utilizado em lesões infectadas se as seguintes precauções forem seguidas :

- O paciente deverá estar sob supervisão médica/clínica.
- O curativo deverá ser trocado diariamente.
- O paciente deverá estar recebendo medicação sistêmica adequada.

Pacientes imunodeprimidos e diabéticos podem requerer cuidados especiais. Nestes casos deve-se tomar o cuidado de evitar qualquer tipo de dano à pele através de repetidas aplicações, o mesmo se aplicando a pacientes com pele muito fina e frágil.

APRESENTAÇÃO

<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Embalagem</u>
4628	6cm X 7cm	Caixa c/ 100 unidades
4629	10cm X 12cm	Caixa c/ 10 unidades
4630	10cm X 12cm	Caixa c/ 50 unidades
4631	15cm X 20cm	Caixa c/ 10 unidades
4632	12cm X 25cm	Caixa c/ 20 unidades

ESTÉRIL Esterilizado à Óxido de Etileno.

Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO.

Esterilizado à Óxido de Etileno.

Lote nº / Data de Esterilização / Data de Vencimento / Lote °: vide rótulo

Registro ANVISA nº: 10178010022

Fabricado por :

Smith & Nephew Medical Ltd.

Hull HU3 2BN

Inglaterra

Feito na China.

Para:

Smith & Nephew Medical Ltd.

Hull HU3 2BN

Inglaterra

Importado e distribuído no Brasil por:

Politec Importação e Comércio Ltda.

Al. Araguacema, 138 - Tamboré

CEP : 06460-070 – Barueri / SP

Tel.: (11) 4195-6001 Fax : (11) 4195-8177

CNPJ : 43.894.609/0001-64

Responsável Técnico : Ellen Penteado da Costa CRF/SP 36185

(*) Marcas Registradas de Smith & Nephew