

### VIDEOPEX / ENDOPEX: A NOVA FRONTEIRA DA DESARTERIALIZAÇÃO

- ✓ Menor janela operatória - 27x61 mm
- ✓ Perfil cilíndrico, menos trauma e mais conforto para o paciente
- ✓ Luminosidade superior para melhor visualização do campo operatório



#### MENOR DIÂMETRO

Diâmetro proximal reduzido (24mm) para maior conforto do paciente



#### ALTA LUMINOSIDADE

Além da fonte de luz, permite utilização de fonte de vídeo



#### TRAVAMENTO DA JANELA

Não permite que se desprenda acidentalmente durante o ato

#### FUNDO FECHADO

Fundo cilíndrico fechado, não permite a entrada de secreções.

#### PERFIL CILÍNDRICO

Menos traumático e mais confortável para o paciente.

#### DILATAÇÃO HOMOGÊNEA

Desenho anatômico, dilatação homogênea em toda anatomia retal.

#### 2 OPÇÕES DE LUMEN

Cirurgião pode optar pelo procedimento com ou sem a janela rotatória.

#### JANELA ROTATÓRIA

Abertura ou fechamento da janela com uma única mão, sem risco de queda.

#### FONTE DE LUZ LED

Luminosidade superior, bateria recarregável e sem cabos.

