

# MOLICARE PREMIUM MEN PAD 2 DROPS



## Descrição

MoliCare Premium Men Pad 2 Drops é um absorvente masculino para incontinência urinária com formato anatômico. É composto por uma camada de não tecido laminado Air Active, adesivado para fixação na roupa íntima. Seu núcleo absorvente é composto por 3 camadas, a primeira de polpa de celulose, a segunda de celulose com polímero super absorvente (SAP) que absorve e controlam odores, e a terceira em fibra Curled Fiber, tecnologia que permite a distribuição do fluido para a base do absorvente, bloqueando o seu retorno e contato com a pele, mantendo o pH da pele balanceado. Oferece alta absorção e capacidade de retenção de fluidos. É seguro, discreto e confortável.

## Indicação

Incontinência urinária leve masculina, especialmente para pacientes ativos e pós cirúrgicos de prostatectomia.

## Composição


Não tecido de Polipropileno, Polietileno, Polpa de Celulose, Polímero Superabsorvente (SAP), Curled Fiber.

## Apresentação

Código do produto	Tamanho do produto	Quantidade por pacote
168600-1	15cm x 12cm x 8cm	14 unidades

## Instruções de uso

Retirar a fita adesiva e fixar na roupa íntima. Posicionar o pênis dentro do absorvente. Realizar a troca quando necessário.



**Absorção**  
325 mL.

## Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

## Validade: 5 anos

**Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha**

**Fabricante: Paul Hartmann - França**

**Numero do Processo: 25351.345409/2019-11**

**Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenu CRF - SP 10.308**

## HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar  
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP  
Telefone: (11) 3168-0226  
comercial@hartmannbr.info - hartmann.info/pt-BR

